




# Adia<sup>X</sup>

Kits de tests PCR lyophilisés

## Lyo

 Gamme bovine
ADIALYO-BovineRange\_PP01\_(FR)\_V02  
19/05/2025

La nouvelle référence pour la détection PCR des maladies bovines

### ADIALYO™ EST LA NOUVELLE GAMME DE TESTS PCR LYOPHILISÉE DE BIO-X DIAGNOSTICS

**Bio-X Diagnostics**, via sa filiale **ADIAGENE** commercialise sur le marché plus de 40 kits PCR. Avec un haut standard de qualité, ces tests PCR sont connus pour fournir des outils spécifiques et sensibles pour le diagnostic des principales maladies épizootiques ou zoonotiques.

L'identification rapide des maladies émergentes est d'une grande importance pour l'industrie de l'élevage et fait partie de l'approche «One Health» de la santé animale à la santé humaine.

**Bio-X Diagnostics** s'engage pour le développement durable. Le lancement de la nouvelle gamme ADIALYO™ s'inscrit dans ses valeurs et répond aux attentes de ses clients dans plus de 50 pays.

*Ne faites pas de compromis entre performance et simplicité*

### RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE AVEC LA GAMME ADIALYO™ RANGE

- Sûr, facile à manipuler et à expédier à température ambiante
- Moins de carboglace et de polystyrène
- Coûts énergétiques réduits pour l'expédition ou le stockage



### ADIALYO™

Gamme PCR Real Time lyophilisée

Livraison *sans contrainte*Produits respectueux de *l'environnement*

Stable à + 4°C



« ADIALYO™, la nouvelle référence en matière de diagnostic rapide et efficace à l'échelle mondiale et plus respectueux de l'environnement. »

# CHARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME ADIALYO™ RT-PCR BOVINE



## UN GESTE SIMPLE POUR LA PLANÈTE

### 5 kits PCR disponibles pour la détection de maladies bovines présentes à l'échelle mondiale

- *Mycobacterium avium subsp paratuberculosis*
- Virus de la Diarrhée Virale Bovine (BVDV)
- *Coxiella burnetii* (Q fever)
- Fièvre catarrhale ovine - Bluetongue Virus (BTV)
- Maladie Hémorragique Epizootique (EHDV)

### Facile d'utilisation

- Préparation facile
- Prêt à l'emploi après réhydratation
- Conservation après préparation jusqu'à 18 mois à <-15°C
- Stabilité après 3 cycles de congélation - décongélation

### Méthode rapide et fiable

- Validé avec des méthodes d'extraction de référence, y compris **ADIAMAG™**
- Extraction facile et abordable pour les écouvillons avec **ADIAPURE™ Lysis Flex**
- Optimisation pour un temps d'exécution rapide (seulement 1 heure)
- Harmonisation de la température de test pour une amplification simultanée (ARN / ADN)
- Spécificité et sensibilité élevées
- Limite de détection PCR performante
- Contrôle interne inclus

«Une seule extraction, une seule PCR pour une performance unique»



### Une préparation et une procédure d'échantillonnage uniques :

échantillon



extraction ADN/ARN commune



temps de run PCR commun



### Pour commander :

Pathogène/Cible	Espèces	Code	Description	Réactions
<i>Mycobacterium avium subsp paratuberculosis</i>	B, S & G	ADL04Y1-100	ADIALYO™ PARATB	100 R
Bovine Viral Diarrhea Virus	B, S, G & W	ADL10Y1-100	ADIALYO™ BVDV Triplex	100 R
		ADL10Y1-500		500 R
<i>Coxiella burnetii</i> (Q fever)	B, S, E & G	ADL14Y1-100	ADIALYO™ Coxiella	100 R
Bluetongue Virus	B, G & S	ADL35Y1-100	ADIALYO™ BTV	100 R
	B, G & S	ADL39Y1-100	ADIALYO™ BTV Type 1	100 R
	B, G & S	ADL76Y1-100	ADIALYO™ BTV Type 12	100 R
Orbivirus (BTV, EHDV)	B, G & S	ADL73Y1-100	ADIALYO™ BTV/EHDV	100 R
		ADL73Y1-500		500 R
		ADC73EPC	ADIACONTROL™ Extraction Positive Control BTV/EHDV	100 R

A : Avian, B : Bovine, E : Equine, G : Goat, P : Porcine, P' : Boar, S : Sheep

→ Nous contacter sur les agréments des kits.



Smart solutions for sharp decisions

Contactez-nous

✉ [y.versmisse@biox.com](mailto:y.versmisse@biox.com)  
[s.gardan@biox.com](mailto:s.gardan@biox.com)

☎ +32 (0) 84 32 23 77

🌐 [www.biox.com](http://www.biox.com)